

Nu rustar vi för



Fastighetservice AB



ZOLL AED 3™

Det sker väldigt snabbt, en person kollapsar - personen får ett plötsligt hjärtstillestånd och klockan börjar ticka...

Redo för morgondagen



AED 3 är enkel att använda, är enkel att underhålla och är tillförlitlig eftersom den har den senaste tekniken inbyggd.

- Den kan omkonfigureras, programvaran kan uppdateras enligt de senaste riktlinjerna och händelsedatafiler kan hämtas enkelt med hjälp av den interaktiva pekskärmen och den inbyggda USB-porten.

- Placera den hur du vill under en livräddning: lägg den plant som de flesta hjärtstartare eller ställ den upprätt så att det går att se skärmen på samma enkla sätt som hos de flesta professionella defibrillatorer.

- Använd den två gånger i följd och spara datafilerna för båda händelserna så att de kan hämtas senare.

- Aktivera flera språk.

- Förlita dig på att den är robust. AED 3 klarar ett falltest på en meter och är IP55-klassad med avseende på intrång av damm och vatten.

- Välj den chockteknik som passar dina livräddare bäst: standard AED 3 halvautomatisk modell för livräddare som vill kontrollera chocken som levereras eller AED 3 automatisk modell för automatisk leverans av defibrilleringen efter tre sekunders nedräkning.



Batteriet i AED 3 håller i upp till fem år, rapporterar sin status regelbundet till Program Management Onboard och kan utvärderas enkelt via pekskärmen i hanteringsläget.



Föranslutna CPR Uni-padz är redo för livräddning med enkla flikar som dras av och en sax för snabb placering av elektroderna.



Anslut ett USB-minne till USB-porten för att hämta livräddningshändelsedata, ladda upp en ny konfiguration eller uppdatera programvaran.

Beställ en Zoll AED 3
av oss idag!



Fastighetservice AB

Växel: 0771-330 300

E-post: info@ff-fastighetservice.se

Hemsida: www.ff-fastighetservice.se

Fastighetsarbetsgivarna
• **omega**

